






## OASIS PLUGS

Bild	Bezeichnung	Beschreibung	Grösse	Referenzen
	FormFit Hydrogel Intracanalicular Plug	Eine Grösse, eine Lösung - der FormFit Plug passt sich durch Hydratation dem Tränenkanal an. Vorgeladen. Lässt sich durch Spülen einfach entfernen. Box à 2 oder 10 Plugs. (2-er Box mit der Endung „T“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• one size</li> <li>• one size</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6303 (10 Stk)</li> <li>• 6303T (2 Stk)</li> </ul>
	Soft Plug Extended Duration Plugs	Absorbierbar, bis zu 3 Monate wirksam. Ideal für trockene Augen nach operativen Eingriffen. Box à 20 oder 40 Plugs. (20-er Box mit der Endung „-A“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.3mm</li> <li>• 0.3mm</li> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.5mm</li> <li>• 0.5mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6403</li> <li>• 6403A</li> <li>• 6404</li> <li>• 6404A</li> <li>• 6405</li> <li>• 6405A</li> </ul>
	Soft Plug Extended Duration Plugs up to 90 days	Absorbierbar, bis zu 6 Monate wirksam. Ideal für trockene Augen nach operativen Eingriffen. Box à 20 oder 40 Plugs. (20-er Box mit der Endung „-A“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.3mm</li> <li>• 0.3mm</li> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.5mm</li> <li>• 0.5mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6203</li> <li>• 6203A</li> <li>• 6204</li> <li>• 6204A</li> <li>• 6205</li> <li>• 6205A</li> </ul>
	Soft Plug Silicone Punctum Plugs	Weiches Silikon mit optimalem Design für festen Sitz. Vorgeladen. Box à 2, oder 6 Plugs. (6-er Box mit der Endung „-D“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.4mm</li> <li>• 0.5mm</li> <li>• 0.5mm</li> <li>• 0.6mm</li> <li>• 0.6mm</li> <li>• 0.7mm</li> <li>• 0.7mm</li> <li>• 0.8mm</li> <li>• 0.8mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6610</li> <li>• 6610-D</li> <li>• 6611</li> <li>• 6611-D</li> <li>• 6612</li> <li>• 6612-D</li> <li>• 6613</li> <li>• 6613-D</li> <li>• 6614</li> <li>• 6614-D</li> </ul>
	Soft Plug Flow Control Plugs	Der Plug für den teilweisen Verschluss des Tränenkanals. Box à 2 Stück.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.6mm</li> <li>• 0.7mm</li> <li>• 0.8mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6612-FC</li> <li>• 6613-FC</li> <li>• 6614-FC</li> </ul>