

CHIRURGIA AMBULATORIALE
PICCOLI INTERVENTI

EMERGENCY CARE
AND MINOR SURGERY

EDI.1

oerli
ophthalmic®

www.oerli-ophthalmic.ch

EYE SURGERY ESSENTIALS.



e. janach®
www.janach.it

SONDE MONOUSO GHIANDOLE MEIBOMIANE_DISPOSABLE MEIBOMIAN GLANDS PROBES GHIANDOLE MEIBOMIANE_MEIBOMIAN GLANDS INSTRUMENTS	3
VIE LACRIMALI MONOUSO_DISPOSABLE LACRIMAL TOOLS/LACRIMAL DILATOR CANNULE LACRIMALI_LACRIMAL CANNULAS	4
BLEFAROSTATI MONOUSO_DISPOSABLE SPECULUM VIE LACRIMALI MONOUSO_DISPOSABLE LACRIMAL TOOLS	5
BLEFAROSTATI_SPECULUM	6
VIE LACRIMALI_LACRIMAL TOOLS	7
CAUTERIO MONOUSO_DISPOSABLE CAUTERY BISTURI_KNIVES	8
SONDE/DILATATORI_LACRIMAL PROBES AND DILATORS	9
PINZE DEPILATORIE_CILIA FORCEPS/PINZE per CORPI ESTRANEI_FOREIGN BODY FORCEPS	10
STRUMENTI PER CORPI ESTRANEI/FOREIGN BODY TOOLS	11
STRUMENTI PER CORPI ESTRANEI/FOREIGN BODY TOOLS	12
PINZE DA CALAZIO_CHALAZION FORCEPS/CUCCHIAI DA CALAZIO_CHALAZION CURETTES	13
PINZE PER PUNTI/STITCH FORCEPS	14
PINZE ANATOMICHE_DRESSING FORCEPS/PINZE SERRAFILI E PER PUNTI/TYING AND STITCH FORCEPS	15
FORBICI PER PUNTI E CHIRURGIA_STITCH AND SURGERY SCISSORS	16
PORT'AGHI_NEEDLE HOLDER	17
ELEVATORI PALPEBRALI_LID RETRACTORS	18
SCATOLE/STERILIZATION TRAYS	19
SCATOLE/STERILIZATION TRAYS	20
CAUTERIO/CAUTERY	21
ASCIUGHINI/SPONGES	22
SOLUZIONI DETERGENTI E DISINFETTANTI/CLEANING SOLUTIONS AND DISINFECTANT	23

tabella di conversione conversion chart mm/gauge

Ø mm	gauge	Ø mm	gauge	Ø mm	gauge	Ø mm	gauge
0.30	30	0.55	24	1.00/1.10	19	2.00/2.10	14
0.35	28	0.60	23	1.20/1.30	18	2.40	13
0.40	27	0.70	22	1.40/1.50	17	2.80	12
0.45	26	0.80	21	1.60	16	3.00	11
0.50	25	0.90	20	1.80	15	3.00	10
						4.00	8

SONDE MONOUSO GHIANDOLE MEIBOMIANE DISPOSABLE MEIBOMIAN GLANDS PROBES

Sonda per ghiandole Meibomiane/Probes for Meibomian glands
ogni misura è fornita in 5 unità per scatola/each size is provided in 5 units per box



JD2123.2 probe length L=2mm - Ø=0.10mm

2mm

JD2124.2 probe length L=2mm - Ø=0.15mm

JD2123.4 probe length L=4mm - Ø=0.10mm

4mm

JD2124.4 probe length L=4mm - Ø=0.15mm

JD2123.6 probe length L=6mm - Ø=0.10mm

6mm

JD2124.6 probe length L=6mm - Ø=0.15mm



GHIANDOLE DI MEIBOMIO_MEIBOMIAN GLANDS INSTRUMENTS

Carlini J2122

Espressore roller per ghiandole di Meibomio/Meibomian glands Expressor



Carlini J2120.3

Placca per espressione ghiandole di Meibomio/Eyelid plaque for Meibomian glands expression



Alberti J2121

Pinza per espressione ghiandole Meibomiane/Meibomian gland expressor Forceps



VIE LACRIMALI MONOUSO DISPOSABLE LACRIMAL TOOLS

disposable set JD2622 5 unità per scatola/5 sterile units

Il set contiene i seguenti articoli:
The set includes:

• Cannula curva 26G, lunghezza 33 mm
26G curved cannula, 33 mm

• Dilatore vie lacrimali, sottile/Lacrimal dilator, fine



LACRIMAL DILATOR

JD2622.1/10 10 unità per scatola/10 sterile units

Dilatatore singolo vie lacrimali, monouso, sottile/Disposable lacrimal dilator, fine



CANNULE LACRIMALI LACRIMAL CANNULAS

10 unità per scatola/10 sterile units

*ST1276


Cannula vie lacrimali, monouso, curva, braccio da 30 mm, Ø 0.45 mm
Lacrimal cannula, disposable, curved, Ø 26G, 30 mm long

*ST1276A

Cannula vie lacrimali, monouso curva, braccio da 25 mm, Ø 0.50 mm
Lacrimal cannula, disposable curved, Ø 25G, 25 mm

*ST1615

Cannula vie lacrimali, monouso, curva, bottonuta, braccio da 35 mm, Ø 0.80 mm
Lacrimal cannula, disposable curved, with blunt bulbous tip near the distal end, 35 mm arm, Ø 21G



*Solo per il mercato domestico

*Only for domestic market

Janach JD7020

Set per ricostruzione vie lacrimali, per adulti, composto da: 2 sonde, Ø 22G, lunghezza 185 mm, 1 tubicino in silicone, Ø 0.7 mm, lunghezza 300 mm, sterile. **Confezione da 3 pezzi, monouso**

Nasolacrimal intubation set, for adults, includes: 2 malleable Ø 22G, 185 mm long probes, and one Ø 0.7 mm, 300 mm long silicone tube, **3 sterile pieces/pack, disposable**



***ST1292** Set per ricostruzione vie lacrimali, per adulti, composto da:

2 sonde, Ø 0.80 mm, lunghezza 80 mm,
1 tubicino in silicone, Ø 0.64 mm,
lunghezza 260 mm, sterile, monouso

5 unità per scatola/5 sterile units



Nasolacrimal intubation set, for adults, includes:
2 malleable Ø 21G, 80 mm probes and 1 Ø 0.64 mm,
260 mm silicone tubing, sterile, disposable


***ST1293** Set per ricostruzione vie lacrimali, pediatrico composto da:

2 sonde, Ø 0.70 mm, lunghezza 55 mm,
1 tubicino in silicone Ø 0.64 mm,
lunghezza 300 mm, sterile, monouso

5 unità per scatola/5 sterile units



Nasolacrimal intubation set, pediatric, includes:
2 malleable probes, Ø 22G, 55 mm, and 1 silicone tubing,
Ø 0.64mm, 300 mm, sterile, disposable




BLEFAROSTATI MONOUSO _DISPOSABLE SPECULUM

Janach JD2007.1/5

Blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm.
Consigliato per uso diagnostico e chirurgico.
L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente.
Conf. da 5 pz. sterili

Wire speculum disposable 15 mm blade with large frame.
Recommended for diagnostic and surgical procedures.
The wide frame allows easy placement and removal.
5 units box, sterile



JD2056.7/5

Blefarostato monofilamento. **Conf. da 5 pz. sterili**

Wire speculum. **5 units box, sterile**



BLEFAROSTATI_SPECULUM

Lieberman J2031		Blefarostato regolabile, leggero, valve da 14 mm, a forma di V Adjustable speculum, 14 mm long, V-shaped blade	
Buratto J2032		Blefarostato regolabile, leggero, valve piene da 13 mm Adjustable, solid blade speculum, 13 mm blade	
Piozzi J2039		Blefarostato regolabile per bambini , valve da 11 mm Adjustable child size wire speculum, 11 mm long blade	
J2039.1		Blefarostato regolabile per neonati , valve da 7 mm Adjustable infant size wire speculum, 7 mm long blade	
Barraquer J2049			Blefarostato per neonati, valve da 7 mm Infant, wire speculum, 7 mm blade
Barraquer J2050			Blefarostato colibrì, valve da 16 mm Wire speculum, 16 mm long blades
J2052			Blefarostato, per bambini, valve da 13 mm Child, wire speculum, 13 mm long blades
Barraquer J2051		Blefarostato colibrì, valve piene da 14 mm Solid blade speculum, 14 mm blade	
J2053		Blefarostato per bambini , valve piene da 11 mm Infant solid blade speculum, 11 mm blade	
Crozafo® J2056.8		Blefarostato, arcuato, robusto, valve da 15 mm Wire speculum curved, strong, 15 mm long blades	
Janach J2007		Blefarostato con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente Wire speculum 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures. The wide frame allows easy placement and removal.	

VIE LACRIMALI_LACRIMAL TOOLS

Ziegler
J2604

Sonda lacrimale doppia

Double lacrimal probe



Janach
J2630.3

Cannula vie lacrimali, retta
Ø 0.50 mm, braccio da 15 mm

25G lacrimal cannula, straight
15 mm long



Janach
J2630.4

Cannula vie lacrimali curva
Ø 0.50 mm, braccio da 17 mm

25G lacrimal cannula, curved
17 mm long



De Conciliis
J2657

Trapano coassiale per endoscopia
vie lacrimali, Ø 1.2 x 30 mm

Coaxial trephine for lacrimal
endoscopy, Ø 18G x 30 mm



De Conciliis
2658

Trapano per canalicoli lacrimali,
rastremato 1.2 - 0.8 x 40 mm, bordi affilati

Trephine for lacrimal canaliculi,
tapered 18 - 21G x 40 mm, sharp edges



Janach
J2631

Cannula vie lacrimali,
retta, braccio da 25 mm, Ø 0.60 mm

23G lacrimal cannula,
straight, 25 mm long



Janach
J7030

Cannula per intubazione/infusione
vie lacrimali doppio calibro, Ø 1-0.60 mm

19-23G tapered lacrimal cannula,
straight



Bangerter
J2633.0

Cannula, poco curva, braccio da 60 mm,
Ø 0.60 mm, foro ovale, chiusa in punta


Cannula, lightly curved,
Ø 23G, 60 mm long



J2633.1

braccio da 60 mm, Ø 0.80 mm

Ø 21G, 60 mm long



J2633.2

braccio da 60 mm, Ø 1.00 mm

Ø 19G, 60 mm long



Bishop-Harmon
J2655

Cannula per irrigazione cornea,
con adattatore e peretta in silicone,
sterilizzabile

Irrigating cannula,
with adaptor and silicone bulb,
reusable



CAUTERIO MONOUSO_DISPOSABLE CAUTERY

Bovie
BBAA04

Cauterio monouso - punta allungata
10 unità per scatola

Disposable cautery - elonged tip
10 sterile units



Bovie
BBAA00

Cauterio monouso - punta fine
10 unità per scatola

Disposable cautery - fine tip
10 sterile units



Bovie
BBAA90

Cauterio monouso - punta microfine
10 unità per scatola

Disposable cautery - untrafine tip
10 sterile units



Bovie®



BISTURI_KNIVES

Janach
J2310



Manico Parker per lamette palpebrali smontabili

Parker handle for lid blades

Janach
J2311



Lametta palpebrale, retta, fig.11, sterile

Lid blades, straight, fig.11, sterile

Janach
J2313



Lametta palpebrale, retta, fig.13, sterile

Lid blades, straight, fig.13, sterile

Janach
J2315



Lametta palpebrale, retta, fig.15, sterile

Lid blades, straight, fig.15, sterile

SONDE/DILATATORI_LACRIMAL PROBES AND DILATORS

Sichel
J2620.1
J2620.2
J2620.3
J2620.4
J2620.5

Specillo, mis. 1, Ø 0.90 mm
mis. 2, Ø 1.00 mm
mis. 3, Ø 1.20 mm
mis. 4, Ø 1.35mm
mis. 5, Ø 1.50 mm

Styilet, size 1, Ø 0.90 mm
size 2, Ø 1.00 mm
size 3, Ø 1.20 mm
size 4, Ø 1.35 mm
size 5, Ø 1.50 mm




Bowmann
J2610.1
J2610.2
J2610.3
J2610.4
J2610.5
J2610.6
J2610.7
J2610.8
J2610.9

Sonda doppia, cilindrica, mis. 00000/0000
mis. 0000/000
mis. 000/00
mis. 00/0
mis. 0/1
mis. 1/2
mis. 2/3
mis. 3/4
mis. 4/5

Double ended lacrimal probe, size 00000/0000
size 0000/000
size 000/00
size. 00/0
size 0/1
size 1/2
size 2/3
size 3/4
size 4/5

Janach
J2622.1
J2622.2
J2622.3



Dilatatore vie lacrimali, sottile, 0, Ø 0.30 mm
fine, Ø 0.40 mm
Ø 0.40 mm, più tozzo

Lacrimal dilator, very fine, Ø 0.30 mm
fine, Ø 0.40 mm
Ø 0.40 mm, thicker



Wilder
J2625.0
J2625.1
J2625.2
J2625.3

Dilatatore, mis. 0, Ø 0.30 mm
mis. 1, Ø 0.40 mm
mis. 2, Ø 0.50 mm
mis. 3, Ø 0.60 mm

Dilator, size 0, Ø 0.30 mm
size 1, Ø 0.40 mm
size 2, Ø 0.50 mm
size 3, Ø 0.60 mm

Castroviejo
J2624

Dilatatore doppio
(Ø 0.40 mm - 0.30 mm)

Double-ended lacrimal dilator
(Ø 0.40 mm - 0.30 mm)



Giessen
J2626

Dilatatore angolato, manico corto

Lacrimal dilator, angled, short handle



Janach
J2627

Dilatatore angolato, manico lungo

Lacrimal dilator, angled, long handle



Perone
Incarbone
J3648

Pinza per stretching lacrimale, azione incrociata,
calibrata, punte smusse scanalatura sulla faccia
interna delle branche

Cross-action forceps
for stretching of lacrimal ducts,
blunt, tapered tips

PINZE DEPILATORIE_CILIA FORCEPS

Henry
J3600



Pinza depilatoria

Cilia forceps

Barraquer
J3602



Pinza depilatoria

Cilia forceps

Beer
J3604



Pinza depilatoria

Cilia forceps

Janach
J3610.1



Pinza depilatoria speciale,
perfetta, da 1 mm

Special cilia forceps,
1 mm

Janach
J3610.2



Pinza depilatoria speciale,
perfetta, da 2 mm

Special cilia forceps,
2 mm

J3610.3



da 3 mm

3 mm

J3610.4



da 4 mm

4 mm

PINZE per CORPI ESTRANEI_FOREIGN BODY FORCEPS

Janach
J3654



Pinza per spine di fico d'India, da 65 mm

Forceps for prickles, 65 mm


Janach
J3656




Pinza per spine di fico d'India, da 80 mm

Forceps for prickles, 80 mm

STRUMENTI per CORPI ESTRANEI FOREIGN BODY TOOLS



Janach
J2440
J2441



Lancetta per corpi estranei, retta
Lancetta per corpi estranei, curva

Foreign body lancet, straight
Foreign body lancet, curved



Levinson
J2442



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Bernoulli
J2444



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Levinson
J2460



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Plange
J2446



Spatola per corpi estranei

Foreign body spatula


Nicati
J2450



Spatola per corpi estranei

Foreign body spud

Janach
J2454
J2455



Sgorbia per corpi estranei, smussa
Sgorbia per corpi estranei, acuta


Foreign body gouge, blunt
Foreign body gouge, sharp

Francis
J2458



Raschiatore per corpi estranei,
apice a zappetta

Foreign body spud,
microhoe shaped tip



Janach
J2464

Ago e sgorbia per corpi estranei,
in custodia, fine

Double-ended foreign body needle
and gouge with handle, fine



Janach
J2465

Lancetta e sgorbia per corpi estranei,
in custodia

Double-ended
foreign body lancet and gouge with handle



Janach
JD2112/10



spatola per depitelizzazione
10 unità per scatola

Spatula for epithelium removal
10 sterile units



Vinciguerra
J2112A

Spatola per depitelizzazione

Spatula for epithelium removal



Janach
J3700.1

Fresa a pila per residui di ruggine
completa di 2 punte: Ø 0.5 mm e Ø 1.0 mm

Corneal rust ring remover,
complete with 2 burrs: 0.5 Ø mm and 1.0 Ø mm

J3700.2



Punta di ricambio per fresa, Ø 0.25 mm

Spare burr, 0.25 Ø mm

J3700.3



Punta di ricambio per fresa, Ø 0.5 mm

Spare burr, 0.5 Ø mm

J3700.4



Punta di ricambio per fresa, Ø 1.0 mm

Spare burr, 1.0 Ø mm

Janach
J3702.10



Fresa a pila per pterigio, punta con sfera diamantata 3.5 mm Ø
ideale per pterigio

Pterygium instrument inclusive Ø 3.5 mm
round medium grit diamond chuck

Janach
J3702.20



Fresa a pila per pterigio, punta con rotella diamantata 5 mm Ø
ideale per pterigio

Pterygium instrument inclusive Ø 5.0 mm
wheel medium grit diamond chuck

Janach
J3702.1



Punta con sfera diamantata, Ø 3.5 mm
Ideale per pterigio

Chuck w/3.5 mm Ø round medium grit diamond
Ideal for pterygium

Janach
J3702.2



Punta con rotella diamantata, Ø 5 mm
Ideale per pterigio

Chuck w/5 mm Ø wheel medium grit diamond
Ideal for pterygium

PINZE DA CALAZIO_CHALAZION FORCEPS

Desmarres
J3500.1



Pinza da calazio, misura 1 / 20 mm

Chalazion forceps, size 1 / 20 mm

J3500.2



Pinza da calazio, misura 2 / 26 mm

Chalazion forceps, size 2 / 26 mm

J3500.3



Pinza da calazio, misura 3 / 31 mm

Chalazion forceps, size 3 / 31 mm

J3500.4



Pinza da calazio, misura 4 / 34 mm

Chalazion forceps, size 4 / 34 mm

Ayer
J3505



Pinza da calazio, piccola, misura 11mm

Chalazion forceps, small

Hunt
J3515



Pinza da calazio, misura 15mm

Chalazion forceps

Lambert
J3520



Pinza da calazio, misura 11mm

Chalazion forceps

CUCCHIAI DA CALAZIO_CHALAZION CURETTES

Meyhöfer
J2530.1



Cucchiaio da calazio, misura 1, Ø 1 mm

Chalazion curette, size 1, Ø 1 mm

J2530.2



misura 2, Ø 1.5 mm

size 2, Ø 1.5 mm

J2530.3



misura 3, Ø 2 mm

size 3, Ø 2 mm

J2530.4



misura 4, Ø 2.5 mm

size 4, Ø 2.5 mm

J2530.5



misura 5, Ø 3 mm

size 5, Ø 3 mm

J2530.6



misura 6, Ø 4 mm

size 6, Ø 4 mm

J2530.7



misura 7, Ø 5 mm

size 7, Ø 5 mm



PINZE per PUNTI_STITCH FORCEPS



Dumont
J3683

Pinza media, misura 3,
retta, acuta, da 120 mm

Medium forceps, size 3,
straight, pointed tips, overall length 120 mm



Dumont
J3684

Pinza, misura 4,
retta, acuta, da 110 mm

Forceps, size 4,
straight, pointed tips, overall length 110 mm



Dumont
J3689

Pinza piccola,
retta, acuta, da 90 mm

Small forceps,
straight, pointed tips, overall length 90 mm



Dumont
J3690

Pinza angolata 45°,
acuta, da 110 mm

Medium forceps,
angled 45°, pointed tips, overall length 110 mm



Dumont
J3695

Pinza poco curva,
acuta, da 110 mm

Medium forceps,
lightly curved, pointed tips, overall length 110 mm



Janach
JD3290/10

Pinza serrafili e asportazione punti, retta
10 unità per scatola

Tying and stitch forceps, straight
10 sterile units



Janach
JD3218.1/10


Pinza Mc. Pherson, angolata
10 unità per scatola

Mc. Pherson forceps, angled
10 sterile units

PINZE ANATOMICHE_DRESSING FORCEPS




Janach
J3020



Pinza anatomica, delicata, retta,
presa zigrinata da 0.60 mm

Dressing forceps, delicate, straight,
0.60 mm, serrated jaws

J3022




delicata, curva,
presa zigrinata da 0.60 mm

delicate, curved,
0.60 mm, serrated jaws



Castroviejo
J3020.3




Pinza anatomica, retta,
presa zigrinata robusta, da 0.70 mm

Dressing forceps, straight,
0.70 mm, strong, serrated jaws




Janach
J3096.1



Pinza anatomica, robusta, retta,
presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps,
strong, straight, 0.90 mm, serrated jaws

J3096.2




curva, presa zigrinata da 0.90 mm

curved, 0.90 mm, serrated jaws

PINZE SERRAFILI E per PUNTI_TYING AND STITCH FORCEPS




Campos
J3270



Pinza serrafili e per punti, retta,
con piani da 7 mm

Tying and stitch forceps, straight,
with 7 mm tying platform

J3271



curva


curved

Consigliate per suture da 6-0 a 8-0

Recommended for 6-0 to 8-0 sutures




Troutman
J3277



Pinza serrafili e per punti, retta,
con piani delicati da 6 mm

Tying and stitch forceps, straight,
with delicate 6 mm tying platform

J3278




curva
Per punti di nylon e monofilamento

curved
For nylon and monofilament sutures


Consigliate per suture da 8-0 a 10-0

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

FORBICI per PUNTE CHIRURGIA STITCH and SURGERY SCISSORS



COD	A	B	Descrizione	Description
Janach J1110	88	15	fine, retta, acuta	thin, straight, pointed tips
Janach J1112	88	15	fine, retta, smussa	thin, straight, blunt tips
Janach J1114	88	15	fine, curva, acuta	thin, curved, pointed tips
Janach J1116	88	15	fine, curva, smussa	thin, curved, blunt tips




COD	A	B	Descrizione	Description
Spencer J1285	90	21	per punti , retta, destra smussa, sinistra con apice ad uncino	stitch scissors, straight, right blunt tip and left hook-shaped tip



COD	A	B	Descrizione	Description
Janach J1286	103	18	per punti , curva, acuta	stitch scissors, curved, pointed tips





Vannas
J1550



Forbice per iride,
retta, acuta, lame delicate da 4 mm

Iris scissors,
straight, 4 mm, delicate blades, pointed tips



Vannas
J4200



Forbice per iride,
retta, smussa, lame da 6 mm

Iris scissors,
straight, 6 mm blades, blunt tips

PORT'AGHI_NEEDLE HOLDER



Castroviejo
J4080



Port'aghi,
retto, senza arresto, da 118 mm

Needle holder,
straight, without lock, overall length: 118 mm

J4081



curvo, senza arresto

curved, without lock

J4084



retto, con arresto

straight, with lock

J4085



curvo, con arresto

curved, with lock

Consigliati per suture da 6-0 a 8-0

Recommended for 6-0 to 8-0 sutures



Castroviejo
J4060



Port'aghi robusto,
retto, senza arresto, da 145 mm

Needle holder,
straight, without lock, overall length: 145 mm

J4061



curvo, senza arresto

curved, without lock

J4064



retto, con arresto

straight, with lock, overall length

J4065



curvo, con arresto

curved, with lock, overall length

Consigliati per suture da 4-0 a 7-0

Recommended for 4-0 to 7-0 sutures

ELEVATORI PALPEBRALI_LID RETRACTORS



Jaeger
J2120

Placca, satinata

Lid plate, glazed



Desmarres
J2100



Elevatore palpebrale, per neonati, 4 mm

Lid retractor, for infants, 4 mm blade



Desmarres
J2100.0



Elevatore palpebrale, per bambini, 7 mm

Lid retractor, pediatric, 7 mm blade

J2100.01



Elevatore palpebrale, 10 mm

Lid retractor, 10 mm blade

J2100.1



Elevatore palpebrale, 12 mm

Lid retractor, 12 mm blade

Desmarres
J2100.2



Elevatore palpebrale, 14 mm

Lid retractor, 14 mm blade

J2100.3



Elevatore palpebrale, 16 mm

Lid retractor, 16 mm blade



J2100.4

Elevatore palpebrale, 18 mm

Lid retractor, 18 mm blade



Worst-Dragoni

J2615.1 Pigtail probe per ricostruzione vie lacrimali, per adulti

Pigtail probe with suture holes, for adults

J2615.2 per bambini

pediatric

SCATOLE_STERILIZATION TRAY



Janach
J4702

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
dimensioni esterne: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Consigliata per 2 pinze vitreali



PSU sterilization tray, with silicone mat,
outer dimensions: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Recommended for 2 retinal instruments




Janach
J4703

Scatola in PSU,
con tappeto in silicone, per 3-5 strumenti,
dimensioni esterne: 16 x 7 x 2 cm



PSU sterilization tray,
with silicone mat, fits 3-5 instruments,
outer dimensions: 16 x 7 x 2 cm



Janach
J4710

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 5-7 strumenti,
dimensioni esterne: 19.9 x 11 x 2.5 cm



PSU sterilization tray, with silicone mat,
Recommended for 5-7 instruments,
outer dimensions: 19.9 x 11 x 2.5 cm



Janach
J4708

Scatola in PSU con fermo,
dimensioni: 20.3 x 11.4 x 1.5 cm (misure interne)
Consigliata per 6 strumenti



PSU tray with stop,
20.3 x 11.4 x 1.5 cm (inner dimensions)
Recommended for 6 instruments



Janach
J4705

Scatola in PSU, polisulfone,
dimensioni esterne: 18.1x4.9x1.8 cm con fermo.
Consigliata per due pinze vitreali




PSU sterilisation tray,
outer dimensions: 18.1x4.9x1.8 cm.
Recommended for 2 retinal instruments



Janach
J4654

Container traforato 270 x 170 x 35 mm,
con tappeto silicone,
ferma strumenti a coda di rondine
e coperchio con maglia



Container perforated 270 x 170 x 35 mm,
with silicone mat,
stops dovetail tools
and cover with handle

CAUTERIO/CAUTERY

Janach
J4454

Set cauterio a pile,
regolabile, completo di 5 anse:

J4455 ansa colore **giallo**,
J4456 ansa colore **bianco**,
J4457 ansa colore **azzurro**,
J4458 ansa colore **rosso**,
J4459 ansa colore **verde**
e **2 batterie**

Battery operated adjustable
cautery, set, including:

J4455 loop electrode, **yellow**,
J4456 loop electrode, **white**,
J4457 loop electrode, **blue**,
J4458 loop electrode, **red**,
J4459 loop electrode, **green**
and **2 batteries**



Janach
J4455



Ansa per cauterio a pile, colore **giallo**
Loop electrode, **yellow**

Janach
J4456



Ansa per cauterio a pile, colore **bianco**
Loop electrode, **white**

Janach
J4457



Ansa per cauterio a pile, colore **azzurro**
Loop electrode, **blue**

Janach
J4458



Ansa per cauterio a pile, colore **rosso**
Loop electrode, **red**

Janach
J4459



Ansa per cauterio a pile, colore **verde**
Loop electrode, **green**

ASCIUGHINI/SPONGES


Janach
J4489



Tamponi rettangolari, confezione da 200 pz sterili
in 20 buste da 10 pz

Sponges, box of 200 sterile items,
20 packs of 10 sponges each

Janach
J4491



Tamponi triangolari in PVA con manico,
confezione da 200 pz sterili in 20 buste da 10 pz

PVA spears, triangular, with handle, box of 200
sterile items, 20 packs of 10 spears each

Janach
J4496.1



J4496.2

Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm, confezione da
400 pz sterili in 20 buste da 20 pz

Viscotex sponges, 5 x 66 mm, box of 400
sterile items, 20 packs of 20 sponges each


Confezione da 500 pz non sterili
Box of 500 non-sterile items

Janach
J4498.1



Bastoncini oculistici, 4 x 67 mm, confezione da
100 pz sterili in 10 buste da 10 pz

Sponges, 4 x 67 mm, box of 100 sterile items,
10 packs of 10 sponges each



Janach
J4494.1



Protettore corneale in pva, diametro da 8 mm.
20 unità per scatola

Corneal Light Shield 8mm diameter. 20 sterile units

Janach
J4428




J4428.0

Protettore oculare post intervento, universale,
trasparente, sterile. Quantitativo minimo 100 pz.

Eye shield, universal, clear, sterile
Minimum quantity 100 units

Non sterile
Non sterile

Viscot™
V1425SR-10



Penna dermatografica Viscot™ con punta doppia:
ultra fine e media. 10 unità per scatola

Double tip Viscot™ dermatographic pen:
ultra fine and medium. 10 sterile units

SOLUZIONI DETERGENTI E DISINFETTANTI CLEANING SOLUTIONS AND DISINFECTANTS

Janach **J4608.1**

Ciotola inox 40x19 mm capacità 0.05 l.
Stainless steel bowl 40x19 mm capacity 0.05 l.

J4608.2

Ciotola inox 61x30 mm capacità 0.07 l.
Stainless steel bowl 61x30 mm capacity 0.07 l.

J4608.3

Ciotola inox 80x40 mm capacità 0.14 l.
Stainless steel bowl 80x40 mm capacity 0.14 l.

J4608.4

Ciotola inox 116x50 mm capacità 0.35 l.
Stainless steel bowl 116x50 mm capacity 0.35 l.

J4608.5

Ciotola inox 128x55 mm capacità 0.45 l.
Stainless steel bowl 128x55 mm capacity 0.45 l.

J4608.6

Ciotola inox 147x65 mm capacità 0.70 l.
Stainless steel bowl 147x65 mm capacity 0.70 l.

J4608.7

Ciotola inox 167x75 mm capacità 1.10 l.
Stainless steel bowl 167x75 mm capacity 1.10 l.

J4608.8

Ciotola inox 188x85 mm capacità 1.60 l.
Stainless steel bowl 188x85 mm capacity 1.60 l.

Janach **J5000**



Liquido detergente e disinfettante per la pulizia dei ferri in ultrasuoni, per una corretta pulizia degli strumenti chirurgici, flacone da 1000 ml

Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie

Esclusa la vendita al dettaglio

Detergent solution for the correct cleaning of the surgical instruments, 1000 ml bottle

Only for domestic market

Janach **J5001**



TSL 44, soluzione detergente, disinfettante, senza risciacquo, ideale per dispositivi ed accessori oftalmici a contatto, confezione da 12 flaconi da 120 ml

Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie

Esclusa la vendita al dettaglio

TSL 44, detergent and disinfectant solution for ophthalmic contact items, box of 12 bottle 120 ml

Only for domestic market



e.janach[®]
www.janach.it

Via Borgo Vico, 35 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031 574088 - fax +39 031 572055
international@janach.it

BRO.066.03/17.IT/EN



Sistema di
Qualità Certificato
Certified
Quality System

UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485
© Copyright:
Hermann Janach